

# Vodič za fitanje

## AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM

revolucionarni Precision Balance 8|4™ dizajn omogućava:

- jednostavan, predvidiv fit
- jednostavan refit
- brzo fitanje – kraće trajanje pregleda



## Fitajte uspješno, **slijedite jednostavne korake:**

### 1. Odredite probnu leću

Nakon provedene refrakcije, koristeći i **tablicu za preračunavanje u prilogu\***, odaberite probnu leću.

Određivanje osi:

- Odaberite leću s osi najbližoj onoj na naočalnim lećama
- Pričekajte da se leća prilagodi oku

### 2. Procijenite uspješnost fita

#### a) procijenite centriranje leće

Dobro fitana leća u potpunosti će prekriti rožnicu i biti dobro centrirana.

#### b) procijenite pokretljivost leće

Dobro fitana leća imati će zadovoljavajuću pokretljivost u svim uvjetima.

#### c) učinite PUSH-UP test

Koristeći donju vjeđu pomaknite leću prema gore. Dobro fitanu leću biti će lako pomaknuti prema gore i bez otpora će se vratiti u centralni položaj.

### 3. Procijenite orijentaciju osi leće

AIR OPTIX for ASTIGMATISM doseći će stabilnu os na oku u samo 30 sekundi.



Upute za promatranje oznaka na leći:

- Suzite procijep na procijepnoj svjetiljki
- Uvjerite se da zraka prolazi centrom zjenice. Oznake moraju biti na 3, 6 i 9 sati
- Ako postoji odmak od zadane osi leće, odaberite leću s drugom osi.

## NA ŠTO TREBA OBRATITI PAŽNJU

Ako sferna prerrefrakcija ne donosi zadovoljavajuću oštrinu vida, treba načiniti prerrefrakciju sferne i cilindrične komponente.



### AIR OPTIX for ASTIGMATISM PARAMETRI

DIOPTRIJE SFERE (D):	DIOPTRIJE CILINDRA (D):	OSI:
<b>POČETNI PARAMETRI</b>		
0.00 to -6.00, u koraku 0.25	-0.75, -1.25	Puni krug u koracima od 10°
<b>USKORO DOLAZI</b>		
0.00 to -6.00, u koraku 0.25	-1.75, -2.25	Puni krug u koracima od 10°
-6.50 to -9.00, u koraku 0.50	-1.25, -1.75	90° i 180° +/- 20° u koracima od 10°
+0.25 to +6.00, u koraku 0.25	-0.75, -1.25, -1.75	90° i 180° +/- 20° u koracima od 10°

\*AIR OPTIX for ASTIGMATISM Dk/t = 108 @ - 3.00D, -1.25D x 180. Drugi činitelji mogu utjecati na zdravlje očiju.  
\*\* Mnogi činitelji utječu na zdravlje očiju.

† Konačna os cilindra može se odrediti nakon kompenzacije orijentacije leće.

**Važne informacije za AIR OPTIX for ASTIGMATISM:** Za dnevno nošenje, za astigmatizam. Rizik od ozbiljnih problema povećava se kod produženog nošenja. U rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom vida. Mogu se pojaviti nuspojave poput osjećaja neugode ili blagog pečenja.

© 2007 CIBA Vision Corporation CV-HW-AIRT-FG-071004/HR

## NAPRAVITE ZDRAV ODABIR\*\*

za Vaše pacijente koji nose  
meke kontaktne leće

Preporučite čišćenje AOSEPT® PLUS  
otopinom za čišćenje i dezinfekciju ili  
SOLOCARE AQUA® višenamjenskom  
otopinom.



Ciba Vision zastupnik i distributer  
**Splendor**  
splendor@splendor.hr, www.splendor.hr

**CIBA  
Vision**  
A Novartis Company

# TABLICA ZA PRERAČUNAVANJE\*

## NAOČALNA DIOPTRIJA CILINDRA

	-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00		-2.25		-2.50		-2.75		-3.00	
	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl
-10.00	-9.25'	0.00					-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75		
-9.75	-9.00'	0.00					-8.50	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75		
-9.50	-8.75'	0.00					-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.75	-8.50	-1.75	-9.00	-1.75		
-9.25	-8.50'	0.00					-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.75	-8.50	-1.75	-8.50'	-1.75		
-9.00	-8.50'	0.00					-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.50	-1.25	-8.00	-1.75	-8.50	-1.75	-8.50'	-1.75		
-8.75	-8.25'	0.00					-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00'	-1.75		
-8.50	-8.00'	0.00					-7.50	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00'	-1.75		
-8.25	-7.75'	0.00					-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-8.00'	-1.75		
-8.00	-7.75'	0.00					-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50'	-1.75		
-7.75	-7.50'	0.00					-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.50	-1.25	-7.00	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50'	-1.75		
-7.50	-7.25'	0.00					-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00'	-1.75		
-7.25	-7.00'	0.00					-6.50	-1.25	-7.00	-1.25	-6.50	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00'	-1.75		
-7.00	-6.75'	0.00					-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-7.00'	-1.75		
-6.75	-6.75'	0.00					-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50'	-1.75		
-6.50	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.25	-1.25	-6.00	-1.75	-6.25	-1.75	-6.50	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25
-6.25	-5.75	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-5.75	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25
-6.00	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-2.25	-5.75	-2.25
-5.75	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.75	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.75	-1.75	-5.50	-2.25	-5.50	-2.25
-5.50	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.50	-0.75	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.50	-1.75	-5.25	-2.25	-5.50	-2.25
-5.25	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.25	-0.75	-5.00	-1.25	-5.25	-1.25	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-2.25	-5.00	-2.25	-5.25	-2.25
-5.00	-4.75	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-4.75	-1.25	-5.00	-1.25	-4.75	-1.75	-5.00	-1.75	-4.75	-2.25	-4.75	-2.25	-5.00	-2.25
-4.75	-4.50	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.50	-1.25	-4.75	-1.25	-4.50	-1.75	-4.75	-1.75	-4.50	-2.25	-4.75	-2.25	-4.75	-2.25
-4.50	-4.25	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-1.25	-4.50	-1.25	-4.25	-1.75	-4.50	-1.75	-4.25	-2.25	-4.50	-2.25	-4.50	-2.25
-4.25	-4.00	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.00	-2.25	-4.25	-2.25	-4.25	-2.25
-4.00	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25
-3.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-4.00	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-2.25	-3.75	-2.25	-4.00	-2.25
-3.50	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-1.25	-3.50	-1.25	-3.75	-1.25	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-2.25	-3.50	-2.25	-3.75	-2.25
-3.25	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-1.25	-3.25	-1.25	-3.50	-1.25	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-2.25	-3.25	-2.25	-3.50	-2.25
-3.00	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-1.25	-3.00	-1.25	-3.25	-1.25	-3.00	-1.75	-3.25	-1.75	-3.00	-2.25	-3.00	-2.25	-3.25	-2.25
-2.75	-2.75	-0.75	-2.75	-0.75	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-3.00	-1.25	-2.75	-1.75	-3.00	-1.75	-2.75	-2.25	-3.00	-2.25	-3.00	-2.25
-2.50	-2.50	-0.75	-2.75	-0.75	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.75	-1.25	-2.50	-1.75	-2.75	-1.75	-2.50	-2.25	-2.75	-2.25	-2.75	-2.25
-2.25	-2.25	-0.75	-2.50	-0.75	-2.25	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.25	-1.75	-2.50	-1.75	-2.25	-2.25	-2.50	-2.25	-2.50	-2.25
-2.00	-2.00	-0.75	-2.25	-0.75	-2.00	-1.25	-2.25	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.25	-1.75	-2.00	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25
-1.75	-1.75	-0.75	-2.00	-0.75	-1.75	-1.25	-2.00	-1.25	-1.75	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-1.75	-2.25	-2.00	-2.25	-2.00	-2.25
-1.50	-1.50	-0.75	-1.75	-0.75	-1.50	-1.25	-1.75	-1.25	-1.50	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-2.25
-1.25	-1.25	-0.75	-1.50	-0.75	-1.25	-1.25	-1.50	-1.25	-1.25	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-2.25	-1.50	-2.25	-1.50	-2.25
-1.00	-1.00	-0.75	-1.25	-0.75	-1.00	-1.25	-1.25	-1.25	-1.00	-1.75	-1.25	-1.75	-1.00	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.50	-2.25
-0.75	-0.75	-0.75	-1.00	-0.75	-0.75	-1.25	-1.00	-1.25	-0.75	-1.75	-1.00	-1.75	-0.75	-2.25	-1.00	-2.25	-1.00	-2.25	-1.25	-2.25
-0.50	-0.50	-0.75	-0.75	-0.75	-0.50	-1.25	-0.75	-1.25	-0.50	-1.75	-0.75	-1.75	-0.50	-2.25	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	-1.00	-2.25
-0.25	-0.25	-0.75	-0.50	-0.75	-0.25	-1.25	-0.50	-1.25	-0.25	-1.75	-0.50	-1.75	-0.25	-2.25	-0.50	-2.25	-0.50	-2.25	-0.75	-2.25
0.00	0.00	-0.75	-0.25	-0.75	0.00	-1.25	-0.25	-1.25	0.00	-1.75	-0.25	-1.75	0.00	-2.25	-0.25	-2.25	-0.25	-2.25	-0.50	-2.25
+0.25	+0.25	-0.75	0.00	-0.75	+0.25	-1.25	0.00	-1.25	+0.25	-1.75	0.00	-1.75	0.00'	-1.75	0.00	-2.25	0.00	-2.25	-0.25	-2.25
+0.50	+0.50	-0.75	+0.25	-0.75	+0.50	-1.25	+0.25	-1.25	+0.50	-1.75	+0.25	-1.75	+0.25'	-1.75						
+0.75	+0.75	-0.75	+0.50	-0.75	+0.75	-1.25	+0.50	-1.25	+0.75	-1.75	+0.50	-1.75	+0.50'	-1.75						
+1.00	+1.00	-0.75	+0.75	-0.75	+1.00	-1.25	+0.75	-1.25	+1.00	-1.75	+0.75	-1.75	+0.75'	-1.75						
+1.25	+1.25	-0.75	+1.00	-0.75	+1.25	-1.25	+1.00	-1.25	+1.25	-1.75	+1.00	-1.75	+1.00'	-1.75						
+1.50	+1.50	-0.75	+1.25	-0.75	+1.50	-1.25	+1.25	-1.25	+1.50	-1.75	+1.25	-1.75	+1.25'	-1.75						
+1.75	+1.75	-0.75	+1.50	-0.75	+1.75	-1.25	+1.50	-1.25	+1.75	-1.75	+1.50	-1.75	+1.50'	-1.75						
+2.00	+2.00	-0.75	+1.75	-0.75	+2.00	-1.25	+1.75	-1.25	+2.00	-1.75	+1.75	-1.75	+1.75'	-1.75						
+2.25	+2.25	-0.75	+2.00	-0.75	+2.25	-1.25	+2.00	-1.25	+2.25	-1.75	+2.00	-1.75	+2.00'	-1.75						
+2.50	+2.50	-0.75	+2.25	-0.75	+2.50	-1.25	+2.25	-1.25	+2.50	-1.75	+2.25	-1.75	+2.25'	-1.75						
+2.75	+2.75	-0.75	+2.50	-0.75	+2.75	-1.25	+2.50	-1.25	+2.75	-1.75	+2.50	-1.75	+2.50'	-1.75						
+3.00	+3.00	-0.75	+2.75	-0.75	+3.00	-1.25	+2.75	-1.25	+3.00	-1.75	+2.75	-1.75	+2.75'	-1.75						
+3.25	+3.25	-0.75	+3.00	-0.75	+3.25	-1.25	+3.00	-1.25	+3.25	-1.75	+3.00'	-1.75								
+3.50	+3.50	-0.75	+3.50	-0.75	+3.50	-1.25	+3.25	-1.25	+3.50	-1.75	+3.25'	-1.75								
+3.75	+3.75	-0.75	+3.75	-0.75	+3.75	-1.25	+4.00	-1.75	+3.75	-1.75	+3.50'	-1.75								
+4.00	+4.00	-0.75	+4.00	-0.75	+4.00	-1.25	+4.25	-1.75	+4.00	-1.75	+4.00'	-1.75								
+4.25	+4.25	-0.75	+4.25	-0.75	+4.25	-1.25	+4.50	-1.75	+4.25	-1.75	+4.25'	-1.75								
+4.50	+4.50	-0.75	+4.50	-0.75	+4.50	-1.25	+4.75	-1.75	+4.50	-1.75	+4.50'	-1.75								
+4.75	+5.00	-0.75	+5.00	-1.25	+4.75	-1.25	+5.00	-1.75	+4.75	-1.75	+4.75'	-1.75								
+5.00	+5.25	-0.75	+5.25	-1.25	+5.25	-1.25	+5.25	-1.75	+5.25	-1.75	+5.00'	-1.75								
+5.25	+5.50	-0.75	+5.50	-1.25	+5.50	-1.25	+5.50	-1.75	+5.50	-1.75	+5.25'	-1.75								
+5.50	+5.75	-0.75	+5.75	-1.25	+5.75	-1.25	+5.75	-1.75	+5.75	-1.75	+5.50'	-1.75								
+5.75	+6.00	-0.75	+6.00	-1.25	+6.00	-1.25	+6.00	-1.75	+6.00	-1.75	+5.75'	-1.75								
	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl	sph	cyl

NAOČALNA DIOPTRIJA SFERE

**\* 13 mm Vertex udaljenost**

† Probajte AIR OPTIX sfernu leću  
‡ Probajte -1,75 cilindar