

Katalog kontaktnih leća i otopina

NARUČIVANJE: narudzbe@splendor.hr

CIBA  **VISION**™

Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

Ciba Vision zastupnik i distributer



Splendor

splendor@splendor.hr, www.splendor.hr

Alcon®

a Novartis company



TEL 01/ 2335 696 / 2335 698

FAX 01/ 2444 188

sjedište: **MAKSIMIRSKA 98, 10000 ZAGREB**

adresa:

CMP Savica Šanci, Majstorska 3, 10000 ZAGREB

travanj 2012.

www.splendor.hr

www.kontaktne-lece.net

www.recitocima.com



upišite svoje

cijene!

Vrsta/Naziv

BC

Diam. Izmj. Pak.

Mpc

Str.

1 Zamjenske silikon hidrogel (visoki Dk)							
AIR OPTIX AQUA	8,6	14,2	1 mj.	3		2	
AIR OPTIX AQUA	8,6	14,2	1 mj.	6		2	
AIR OPTIX for ASTIGMATISM	8,7	14,5	1 mj.	3		2	
AIR OPTIX for ASTIGMATISM	8,7	14,5	1 mj.	6		2	
AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL	8,6	14,2	1 mj.	3		3	
AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL	8,6	14,2	1 mj.	6		3	
AIR OPTIX NIGHT & DAY (PLANO)	8,4/ 8,6	13,8	1 mj.	1		4	
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA	8,4/ 8,6	13,8	1 mj.	3		4	
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA	8,4/ 8,6	13,8	1 mj.	6		4	
2 Dnevne leće							
DAILIES AQUACOMFORT PLUS	8,7	14,0	1 dan	30		5	
DAILIES AQUACOMFORT PLUS	8,7	14,0	1 dan	90		5	
FOCUS DAILIES TORIC	8,6	14,2	1 dan	30		6	
FOCUS DAILIES PROGRESSIVE	8,6	13,8	1 dan	30		6	
3 Zamjenske u boji / Freshlook							
COLORBLEND (PLANO)	8,6	14,5	1 mj.	2		7	
COLORBLEND (DIOPTRIJA)	8,6	14,5	1 mj.	2		7	
COLORS (PLANO)	8,6	14,5	1 mj.	2		7	
COLORS (DIOPTRIJA)	8,6	14,5	1 mj.	2		7	
DIMENSIONS (PLANO)	8,6	14,5	1 mj.	2		8	
DIMENSIONS (DIOPTRIJA)	8,6	14,5	1 mj.	6		8	
ONE-DAY (PLANO)	8,6	14,5	1 dan	10		8	
ONE-DAY (DIOPTRIJA)	8,6	14,5	1 dan	10		8	
4 Otopine							
SOLO CARE AQUA 360 ml.				1		9	
SOLO CARE AQUA 90 ml.				1		9	
AOSEPT PLUS 360 ml.				1		9	
AQUIFY 10 ml.				1		9	
OPTI FREE REPLENISH 300 ml.				1		10	
OPTI FREE REPLENISH 90 ml.				1		10	
SYSTANE ULTRA 10 ml.				1		10	

1 Zamjenske silikon hidrogel / visoki DK



AIR OPTIX AQUA

Leća u kutiji	3 ili 6
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,2
H₂O	33%
Dk/t	138
Dk	110
Materijal	Lotrafilcon B
DOSTUPNI PARAMETRI:	
Dsph - (korak 0,25)	od - 0,50 do - 8,00
Dsph - (korak 0,50)	od - 8,00 do - 10,00
Dsph + (korak 0,25)	od + 0,50 do + 6,00

- Leće proizvedene od silikon hidrogela, namijenjene za dnevno nošenje te **mjesečnu izmjenu**.
- Predstavljaju zdravu alternativu tradicionalnim hidrogel kontaktnim lećama.
- Obrada površine leće sprečava nakupljanje depozita (kao kod Air Optix Night&Day).
- Propušta do **5 puta više kisika** do rožnice od tradicionalnih hidrogel leća, za bijelije zdravije oči.
- Optimalan omjer silikona i hidrogela te napredni asferični dizajn omogućavaju jednostavno fitanje s jednom baznom zakrivljenosti, za gotovo sve pacijente.
- **NOVO! S novim AQUA sustavom ovlaživanja, koji omogućuje izvanrednu udobnost od prvog dodira, cijeli dan, svaki dan.**



LAGER

Splendor

Dsph - (korak 0,25)	od - 0,50 do - 8,00
Dsph - (korak 0,50)	od - 8,00 do - 10,00
Dsph + (korak 0,25) (samo pak. od 3 leće)	od + 0,50 do + 6,00

Pakiranje od 6 leća za dioptrije u plusu

naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna

Preporučene otopine :
AOSEPT PLUS
SOLO-care AQUA



AIR OPTIX for Astigmatism

Leća u kutiji	3 ili 6
B.C.	8,7
Dijametar (mm)	14,5
H₂O	33%
Dk/t	110
Dk	108
Materijal	Lotrafilcon B

Dizajn	
Stražnja površina :	Torična
Stabilizacija :	Precision Balance 8/4 dizajn
Debljina u centru:	0.102@ - 3,00D
Oznake :	Linije na 3, 6 i 9 sati
Tinktura :	Plavo tinktirano
Odobreni raspored nošenja :	Dnevno
Preporuč.raspored zamjene :	Mjesečna

DOSTUPNI PARAMETRI:

Dsph	Dcyl	Ax
0,00 do - 6,00 (korak 0,25)	- 0,75 / - 1,25 / -1,75 / -2,25	0 - 180° u koracima od 10°
-6,00 do - 10,00 (korak 0,50)	- 0,75 / - 1,25 / -1,75 / -2,25	0 - 180° u koracima od 10°
+ 0,25 do + 6,00 (korak 0,25)	- 0,75 / - 1,25 / -1,75 / -2,25	0 - 180° u koracima od 10°

- Silikon hidrogel torične kontaktne leće, predviđene za dnevno nošenje te mjesečnu izmjenu.
- Jedinstveni Precision Balance 8/4 dizajn
- Balans leće osiguran je koncentracijom materijala na 8 i 4 sata što smanjuje debljinu leće na 6 sati i znatno povećava udobnost leće, budući da je uz donju vjeđu vrlo tanka
- Iznimna stabilnost, predvidiva rotacija leće i uspešnost fita.
- Obrada površine
- Obradena patentiranim, trajnim, biokompatibilnim plazma tretmanom površine
→ odbija depozite
→ pruža izvrsnu vlažnost

Preporučene otopine :
AOSEPT PLUS
SOLO-care AQUA




LAGER

Splendor

pakiranja s 3 leće

Dsph	Dcyl	Ax
od - 0,00 do - 6,00	Dcyl -0,75	90° i 180°
od - 0,00 do - 6,00	Dcyl -1,25	90° i 180°
od - 0,00 do - 6,00	Dcyl -1,75	180°
od - 0,00 do - 6,00	Dcyl -2,25	180°

Ostali parametri i pakiranje od 6 leća naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna.





AIR OPTIX AQUA Multifocal


Leća u kutiji	3 ili 6
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,2
H₂O	33%
Dk/t	138 @ -3.00D
Dk	110
Materijal	Lotrafilcon B
Dioptrije sfere	od + 6,00 do - 10,00
Dioptrije adicije	LO - niska ($\leq +1.00$ D) MED - srednja (+1.25D do +2.00D) HI - visoka ($> +2.00$ D)


Predstavljamo **AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL**, multifokalno rješenje za jednostavan fit koje pruža izvrstan vid i udobnost. Jedinstvena leća za prezbiopiju s 3 adicije dizajnirana je za brže uspješno fitanje početnih prezbiopa i lakše fitanje pacijenata u različitim fazama prezbiopije, kako bi što dulje nosili kontaktne leće. Ujednačena adicija kroz cijeli sferni raspon dioptrija za jednostavan, predvidljiv fit. Dokazan asferični dizajn stražnje površine za optimalno centriranje i fitanje. **AQUA MOISTURE** sustav za udobnost podmazuje, ovlažuje i zadržava vlagu cijeli dan.

Dizajn	
Površina :	trajni plazma tretman
Debljina u centru:	0.08 mm @ -3.00D
Tinktura :	Plavo tinktirano
Odobreni raspored nošenja :	Dnevno nošenje ili produženo nošenje do 6 noći
Preporuč. raspored zamjene :	Mjesečna

Naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna.
Probne šaljemo na zahtjev.

Preporučene otopine : AOSEPT PLUS
SOLOCARE AQUA





AIR OPTIX Night & Day Aqua

Leća u kutiji	3 ili 6
B.C.	8,4/8,6
Dijametar (mm)	13,8
H₂O	24%
Dk/t	175
Dk	140
Materijal	Lotrafilcon A
DOSTUPNI PARAMETRI:	
Dsph	od + 6,00 do - 10,00

Leće za **mjesečnu** izmjenu, mogu se besprekidno nositi do 30 dana i noći. Mogu se nositi i na dnevnoj bazi ili uz povremeno produženo nošenje. Proizvedene su od revolucionarnog materijala Lotrafilcon A, izrazito velike propusnosti kisika (175 Dk/t).

Taj novi materijal smatra se najvećim napretkom u materijalima za leće sve od HEME, a napravljen je kao spoj silikona i hidrogela. Night&Day propušta do **6 puta više kisika** do rožnice nego tradicionalne hidrogel leće.

Ove leće bitno smanjuju probleme vezane uz hipoksiju. Zbog malog postotka vode (24%), može biti dobro rješenje čak i za pacijente/nositelje sa suhim okom. Površina je izrađena tako da sprečava stvaranje depozita te pojačava vlažnost i udobnost.

i **LAGER** **Splendor**

B.C.	8,6
Dijametar (mm)	13,8
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 6,00
Dsph (korak 0,50)	od - 6,00 do - 10,00
Dsph (korak 0,25)	od + 0,50 do + 6,00

B.C. 8,6 /8,4	0,00
----------------------	------

Ostali parametri i pakiranje od 6 leća naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.

NOVO! S novim AQUA sustavom ovlaživanja, koji omogućuje

izvanrednu udobnost od prvog dodira, cijeli dan, svaki dan.

Zbog izvanrednih svojstava, preporučuju se kao terapijske leće, kao zamjena za zavoj na oku nakon operacije, te u liječenju komplikacija, kao što su erozija rožnice, edemi nakon traume itd.

Koriste se i nakon laserskih operacija.

Posjeduju odobrenje izdano od FDA za nošenje do 30 dana i noći.

Napomena: Terapijske leće (plano u obje baze) možete nabaviti i pojedinačno u praktičnom pakiranju.



Preporučene otopine : **AOSEPT PLUS**
SOLO-care AQUA





4 Jednodnevne leće

DAILIES AQUACOMFORT PLUS 30-PACK

Leća u kutiji	30
B.C.	8,7
Dijametar (mm)	14,00
H ₂ O	69%
Dk	26
Materijal	Nelfilcon A
DOSTUPNI PARAMETRI:	
Dsph (korak 0,25)	od + 6,00 do - 6,00
Dsph (korak 0,50)	od - 6,00 do - 10,00

Nove jednodnevne leće s vrhunskim svojstvima ovlaživanja: jedinstveno trostruko ovlaživanje za cjelodnevni komfor.

Druge jednodnevne leće koriste sastojke za ovlaživanje ugrađene u strukturu leće. Dailies AquaComfort Plus sadrži tri aktivna sastojka koji osiguravaju komfor tijekom cijelog dana:

1. Lubrikant Hydroxypropyl methylcellulose ili HPMC - za trenutni komfor na početku dana.
2. Polyethylene glycol ili PEG hidrofilni aktivni sastojak za ovlaživanje, koji djeluje s PVA i osigurava ovlaživanje tijekom cijelog dana.
3. Polyvinyl alcohol ili PVA - sastojak za ovlaživanje koji se aktivira treptajem, te pruža komfor sve do kraja dana.

Naročito pogodne onima koji povremeno nose leće, koji se bave sportom, bilo amaterski ili profesionalno, na putovanjima, na godišnjem odmoru i sl.

Predstavljaju najjednostavniji način nošenja kontaktnih leća.

Nije potrebna upotreba otopina za čišćenje i održavanje.

i LAGER **Splendor**

B.C.	8,70
Dijametar	14,00
Dsph + (korak 0,25)	od +0,50 do +4,00
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 6,00
Dsph (korak 0,50)	od - 6,00 do - 10,00

Ovlažuju se svakim treptajem, što omogućava ugodno nošenje tijekom cijelog dana.

Najugodnije DAILIES leće do sada!



DAILIES AQUACOMFORT PLUS 90-PACK

Leća u kutiji	90
B.C.	8,7
Dijametar (mm)	14,00
H ₂ O	69%
Dk	26
Materijal	Nelfilcon A
DOSTUPNI PARAMETRI:	
Dsph	od + 6,00 do - 10,00
Dsph (korak 0,25)	od + 6,00 do - 6,00
Dsph (korak 0,50)	od - 6,00 do - 10,00

Naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna.

i LAGER **Splendor**

B.C.	8,70
Dijametar	14,00
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 6,00

Ostali parametri naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.



DAILIES AQUACOMFORT PLUS dostupan i u ekonomičnom pakiranju s 90 leća.






FOCUS DAILIES TORIC

ALL DAY COMFORT

Leća u kutiji	30
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,2
H₂O	69%
Dk	26
Materijal	Nelfilcon A
Dsph (0,25)	od +4,00 do - 6,00
Dsph (0,50)	od -6,50 do - 8,00
Dcyl	-0,75 -1,50
ax	20°, 70°, 90° , 110°, 160°, 180°

Naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna.

Dnevne torične leće, namjenjene pacijentima s astigmatizmom. Naročito pogodne onima koji povremeno nose leće. Zadovoljavaju veliku većinu pacijenata s astigmatizmom. Predstavljaju najjednostavniji način korištenja kontaktnih leća. Posebno pogodne za bavljenje sportom. Nije potrebna upotreba otopina za čišćenje i održavanje.



kn



FOCUS DAILIES PROGRESSIVES


ALL DAY COMFORT

Leća u kutiji	30
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	13,8
H₂O	69%
Dk	26
Materijal	Nelfilcon A
Dsph korak -0,25	od + 5,00 do - 6,00
Add	do 2,50

Naručuje se uz čekanje cca 3 tjedna.

Multifokalne leće za dnevnu izmjenu. Omogućavaju odličnu oštrinu vida na svim udaljenostima. Predstavljaju najjednostavniji način korištenja kontaktnih leća. Naročito pogodne za one koji povremeno nose leće. Nije potrebna upotreba otopina za čišćenje i održavanje.

i Kod prvog fitanja (radi provjere dioptrije), moguća je narudžba besplatnog probnog para Focus Dailies Progressiva



5 Zamjenske u boji

FRESHLOOK®
KONTAKTNE LEĆE U BOJI



FRESHLOOK ColorBlends

Leća u kutiji	2
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,5
H ₂ O	55%
Dk	20
Materijal	Phemilcon A
Dsph (0,25)	od + 2,00 do - 6,00
Dsph (0,50)	od + 2,00 do + 6,00 od - 6,00 do - 8,00

Prva i jedina "3 u 1" kontaktna leća u boji za prirodan izgled i potpunu promjenu boje očiju (za svijetle i tamne oči). Leća se sastoji od podloge zvjezdastog oblika, kojoj je dodana osnovna boja i dobro definirajući prsten tamnije boje. Predviđene su za dnevno nošenje i **mjesečnu izmjenu**.

Preporučena otopina: **SOLO-care AQUA**



i LAGER **Splendor**

B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,5
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 5,00
Boje	true sapphire turquoise brilliant blue gemstone green

Dostupne boje	gray	true sapphire
	amethyst	green
	honey	turquoise
	pure hazel	blue
	brown	gemstone green
	sterling gray	brilliant blue

Plano (0,00)	sve boje
--------------	----------

Ostali parametri naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.



FRESHLOOK Colors

Leća u kutiji	2
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,5
H ₂ O	55%
Dk	20
Materijal	Phemilcon A
Dsph (0,25)	od + 2,00 do - 6,00
Dsph (0,50)	od + 2,00 do + 6,00 od - 6,00 do - 8,00

Leće za promjenu boje očiju.

(za svijetle i tamne oči)

Predviđene za **mjesečnu izmjenu**.

Preporučena otopina: **SOLO-care AQUA**




i LAGER **Splendor**

B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,5
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 5,00
Boje	blue green

Dostupne boje	blue
	green
	violet
	misty gray

Plano (0,00)	sve boje
--------------	----------

Ostali parametri naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.





Leća u kutiji	2 (plano)	i
Leća u kutiji	6 (dioptrija)	
B.C.	8,6	
Dijametar (mm)	14,5	
H₂O	55%	
Dk	20	
Materijal	Phemilcon A	
Dsph (0,25)	od + 2,00 do - 6,00	
Dsph (0,50)	od + 2,00 do + 6,00 od - 6,00 do - 8,00	

Novo u ponudi linije FreshLook .

Leće Dimensions pojačavaju boju svijetlijih očiju i čine oči krupnijim i izražajnijim. Preporučuju se samo osobama sa svijetlijim očima, eventualno do svijetlo smeđe boje. U ponudi su plano leće u pakiranju od po 2 leće u kutiji, a u dioptriji u pakiranju od po 6 leća u kutiji.

Predviđene za **mjesečnu izmjenu** .

Preporučena otopina : SOLO-care AQUA

i LAGER Splendor

Leća u kutiji	2
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	14,5
Plano (0,00)	caribbean aqua pacific blue sea green

Ostali parametri naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.



FRESHLOOK ONE-DAY

NOVO !!!



Leća u kutiji	10
B.C.	8,6
Dijametar (mm)	13,8
H₂O	69%
Dk	26
Materijal	Nelfilcon A
Dsph (0,25)	od 0,00 do - 6,00

NOVO U PONUDI !!!

Sa zadovoljstvom predstavljamo prve jednodnevne kontaktne leće u boji na hrvatskom tržištu, FreshLook One-Day. Izrađene na platformi Focus Dailies All Day Comfort. Dostupne u 4 boje: blue, green, gray i pure hazel.

i LAGER Splendor

B.C.	8,6
Dijametar (mm)	13,8
Dsph (korak 0,25)	od - 0,50 do - 4,00
Boje	green blue



Ostali parametri naručuju se uz čekanje cca 3 tjedna.



8 Otopine Ciba Vision

SOLO care AQUA

Sve-u-jednom otopina za čišćenje, ispiranje, dezinfekciju, vlaženje i uklanjanje proteina sa svih vrsta kontaktnih leća.




Brzo čišćenje u 5 minuta:

5-minutna opcija - trljati 10 sekundi, ostaviti u posudici 5 minuta.

Nakon isteka tih 5 minuta, leće su spremne za nošenje.

Sadrži **Provitamin B5 i Sorbitol** koji omogućavaju zadržavanje vlažnosti u lećama **90% duže od drugih vodećih otopina**. Zajedno s otopinom dolazi **Micro Block posudica**, koja svojim svojstvima uništava bakterije i sprječava razvoj novih bakterija, plijesni i sl.



AOSEPT PLUS

Otopina na bazi peroksida, za najefikasnije čišćenje svih vrsta kontaktnih leća u jednom koraku. Bez konzervansa, s dodacima koji omogućavaju efikasno čišćenje depozita i proteina. U kompletu dolazi posudica s diskom za neutralizaciju peroksida, koji ga pretvara u neutralnu otopinu. Smatra se "zlatnim standardom" za čišćenje leća.



Ne sadrži konzervanse, pa se preporuča **za osjetljive oči**.



AQUIFY

Kapi za ugodnije nošenje kontaktnih leća s dugotrajnim učinkom.
Sadrže natrij hijaluronat.

Iznova se aktiviraju svakim treptajem oka, te tako pružaju dugotrajnu ugodu. Pogodne **i za one koji ne nose kontaktne leće**, kod klimatskih uvjeta koji izazivaju suhoću oka (prašina, suhi zrak, klima uređaji, dim, dugotrajni rada na kompjutoru i sl.).
Bez zamucivanja vida nakon kapanja.



Bez konzervansa.

Bočica od 10 ml za 120 aplikacija.



8 Otopine Alcon

OPTI-FREE REPLENISH

Sve-u-jednom otopina za čišćenje, ispiranje, dezinfekciju, vlaženje i uklanjanje proteina sa svih vrsta kontaktnih leća.



Opti-Free RepleniSH je višenamjenska otopina za njegu svih vrsta mekih kontaktnih leća, koja čini kontaktne leće vlažnima i do 14 sati.

Opti-Free RepleniSH sadrži inovativni sustav ovlaživanja TearGlyde i dvostruki dezinfekcijski sustav.

Glavne karakteristike nove Opti Free RepleniSH otopine:

Jedinstven TearGlyde sustav ovlaživanja:


jedina otopina koja sadrži kombinaciju Tetronic® 1304 i C9-ED3A, koji zovemo TEARGLYDE™ sustav ovlaživanja.

TearGlyde sustav ovlaživanja povećava sposobnost vezanja vode i zadržavanja vlažnu površinu kontaktne leće i povećanje udobnosti kod nositelja kontaktnih leća.

Biokompatibilna dezinfekcija:

Polyquad i Aldox dvostruki dezinfekcijski sustav osigurava visoki stupanj biokompatibilne dezinfekcije bakterija, gljivica i Acanthamoeba sp.

Molekularna masa Poliquada je veća od mase ostalih konzervansa, Minimalno bojenje rožnice, što onemogućava penetraciju u matrix kontaktne leće, te time se umanjuje mogućnost alergijske reakcije na konzervans.



SYSTANE ULTRA

Kapi za ovlaživanje- pomoć osobama sa sindromom suhog oka. Još bolji učinak: olakšanje za svakog bolesnika sa simptomom suhog oka. Pruža osjećaj ugone u oku odmah nakon ukapavanja i produljenu zaštitu oka.



Primjena: Za prolazno uklanjanje osjećaja pečenja i iritacije u oku uzrokovanih suhoćom.



9 Info

Posjetite našu internet stranicu

www.splendor.hr (stručni dio)
www.kontaktne-lece.net

Preporuka web www.cibavision.com
www.novartis.com
www.airoptix.co.uk
www.dailies.com
www.freshlookcontacts.com
www.alcon.com
www.aosept.com (Clear Care na US tržištu)
www.customerjourney.co.uk
www.virtualconsultant.cibavision.com (konzultant za leće)

Sa sjedištem u Atlanti, CIBA Vision je globalni lider u istraživanju, razvoju i proizvodnji optičkih i oftalmoloških proizvoda, uključujući kontaktne leće i otopine za njegu kontaktnih leća. CIBA Vision proizvodi dostupni su u više od 70 država.







Za više informacija, posjetite CIBA Vision web site.

CIBA Vision je dio kompanije Novartis AG, svjetskog lidera u brizi o zdravlju.

Glavno polje rada je farmaceutika, briga o zdravlju, pedijatrija, briga o očima te zdravlju životinja.

Novartis grupa ima sjedište u Baselu u Švicarskoj. Kompanije unutar grupe zapošljavaju oko 100 000 ljudi i djeluje u više od 140 zemalja diljem svijeta.

CIBA Vision je lider u inovaciji:

-  Tinktirana meka kontaktna leća za bolju vidljivost (1981)
-  Bifokalne meke leće (1983)
-  Meke mjesečne kontaktne leće (1990)
-  Silikon hidrogel meke leće (1998)
-  Jednodnevne k. leće za prezbiopiju (2000)
-  Jednodnevne k. leće za astigmatizam (2002)

Informacije o usluzi

- leće s lagera isporučujemo kurirskom službom u najbržem mogućem roku. Za više informacija savjetujemo upitati pri naručivanju.

- leće koje nisu s lagera isporučujemo u rokovima koju su navedeni u katalogu.

Obračun poštarine

Za isporuke vrijednosti ispod 500 kn (bez pdv) poštarinu plaćate u cijelosti.

Za isporuke vrijednosti preko 500 kn (bez pdv) poštarinu snosi Splendor.

O cijenama poštarine molimo da se raspitate.

Narudžbe

telefonom na brojeve: 01/233-5696, 01/233-5698

faxom na broj 01/244-4188

e-mailom na narudzbe@splendor.hr

CIBA VISION
 Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

Alcon[®]
 a Novartis company

Ciba Vision zastupnik i distributer
Splendor
splendor@splendor.hr, www.splendor.hr